

클리닝 툴 사용

이 기기에는 클리닝 툴이 포함되어 있습니다. 밀링 후 클리닝 툴을 사용하는 프로세스를 설정하면 밀링 폐기물을 수동으로 제거하는 데 소요되는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

* 클리닝 툴의 자세한 사용방법은 "사용자 설명서"를 참조하십시오.

작업 흐름도

클리닝 툴은 지르코니아, 컴포짓 레진 또는 CoCr 신터 메탈로 만든 워크피스를 밀링할 때만 사용할 수 있습니다.

